

วิธีใช้ PEMF ICs: การส่งถ่ายสัญญาณโดยตรงสู่ร่างกาย

วิธีหลักในการใช้ PEMF ICs คือการนำไปใช้งานโดยตรงกับร่างกาย โดยคุณจะต้องมี IC Pad และคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกสัญญาณ PEMF ICs ลงในน้ำหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้

ขั้นตอนการใช้งาน (วิธีที่ 3)

1. เข้าสู่ระบบ และเลือก PEMF IC ที่ต้องการ
2. เชื่อมต่อ IC Pad เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 - ตั้งค่าระดับเสียงของคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟนเป็นระดับสูงสุด
3. วาง IC Pad ลงบนบริเวณเป้าหมายของร่างกาย (สามารถวางบนเสื้อผ้าได้)
 - หากคำอธิบายของ PEMF IC ไม่ได้ระบุจุดที่ใช้โดยเฉพาะ ให้วางอุปกรณ์บริเวณกระดูกหน้าอก (sternum)
4. เริ่มการส่งถ่ายสัญญาณ
5. เมื่อการส่งถ่ายเสร็จสิ้น ให้นำอุปกรณ์ออกจากร่างกาย และทำซ้ำเมื่อจำเป็น

PEMF คืออะไร และใช้งานอย่างไร?

PEMF ย่อมาจาก Pulsed ElectroMagnetic Field (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพัลส์) โดย PEMF ICs ถูกสร้างขึ้นด้วยอัลกอริธึม (โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือวัตถุอื่น ๆ) วิธีหลักในการใช้ PEMF ICs คือการนำไปใช้งานกับร่างกายโดยตรงด้วย IC Pad อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้ PEMF ICs เพื่อบันทึกลงในน้ำ, น้ำผลไม้, ครีม, น้ำมัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน

ระยะเวลาในการส่งถ่าย PEMF ICs นานเท่าใด?

ระยะเวลาการส่งถ่าย PEMF ICs จะแตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรม

สามารถส่งถ่าย Imprint ICs ไปยังบริเวณเป้าหมายของร่างกายได้โดยตรงหรือไม่?

ได้ คุณสามารถใช้โดยวางอุปกรณ์โดยตรงบนร่างกายเพื่อส่งถ่าย Imprint ICs ได้อย่างไรก็ตาม การบันทึก ICs ลงในน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากน้ำสามารถช่วยนำพา ICs เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

ต้องวางอุปกรณ์ส่งถ่าย ICs บนผิวหนังโดยตรงหรือไม่?

ไม่จำเป็น คุณสามารถวาง IC Pad บนเสื้อผ้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

ควรวาง IC Pad ที่บริเวณใด หากต้องการบรรเทาอาการปวดทั่วไป หรือหากไม่ได้ระบุจุดที่ใช้ในคำอธิบาย?

คุณสามารถวาง IC Pad บริเวณกระดูกหน้าอก (sternum) ซึ่งเป็นกระดูกแบนยาวที่อยู่ตรงกลางของหน้าอก โดยวางไว้บนเสื้อผ้า เพื่อให้สามารถส่งถ่ายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ